

COMO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE SEUS APARELHOS DE ELETROTERRAPIA



CONFIRA AS DICAS ABAIXO ELAS VÃO TE AJUDAR!

1. Equipamentos Eletromédicos e de Estética devem ficar fixos no local de atendimento. Se for preciso deslocá-lo, isso deverá ser feito com MUITO CUIDADO, evitando golpes ou vibrações.

2. Evite instalá-los em um local úmido e quente, isso além de estragar os componentes oxida os circuitos eletrônicos em pouquíssimo tempo, reduzindo drasticamente sua vida útil.

3. Mantenha os cabos protegidos para evitar que Você ou seus Clientes esbarrem ou pisem nos fios.

4. Os cabos devem ser muito bem conectados às tomadas e ao aparelho. Use sempre uma pequena pressão e força para introduzi-lo até encostar na base final. Isso é muito importante, pois evita super aquecimento e risco de incêndios dos terminais.

5. A maioria dos aparelhos possui ventiladores internos para sua refrigeração: certifique-se diariamente que as saídas ou grades de proteção não estejam obstruídas.

6. Acessórios precisam ser reconhecidos como materiais de consumo e não duram para sempre! Troque os cabos e eletrodos no mínimo a cada ano ou quando estiverem gastos e danificados. Se usá-los além desse tempo, poderá forçar os circuitos de saída.

7. Utilize somente acessórios originais.

8. Conectores dos aparelhos são para plugar os cabos. Por segurança, nunca introduza outros objetos nesses locais, pois pode ocorrer choques.

9. Faça a manutenção preventiva dos seus aparelhos uma vez por ano. Equipamentos eletromédicos tratam da saúde das Pessoas, por isso precisam estar calibrados para que as terapias sejam efetivas e tragam bons resultados aos seus clientes.

10. Acostume-se a ler o manual do fabricante, nele conterà informações para o melhor uso e conservação do seu aparelho.

ATENÇÃO: Em algum momento seu consultório será visitado por um Agente da ANVISA que irá conferir o estado de seus Equipamentos e Higiene do local.

Essa fiscalização contribui para manter um padrão de qualidade e segurança nos tratamentos Médicos, Fisioterápicos e Estéticos, protegendo o Consumidor Brasileiro de Profissionais e Equipamentos inabilitados.

DICAS DE APARELHOS ESPECÍFICOS

:: Aparelhos de Vapor utilizados na Estética:

Não mantenha o aparelho ligado o dia todo, Ligue somente alguns minutos antes do uso e ligue o ozônio apenas quando começar a sair vapor. Desligue o aparelho ao final do tratamento. Uma vez por semana, esvazie totalmente o reservatório de água, isso evita o depósito de cálcio nos sensores e resistência.

:: Aparelhos de Ondas Curtas / Diatermia de Fisioterapia:

Em hipótese alguma troque as placas originais por outras de marcas diferentes. Isso compromete severamente a vida útil das válvulas, componente caríssimo nos custos de manutenção. Após ligar o aparelho na intensidade desejada, sempre fazer a sintonia para o melhor ponto possível. Não ligue o aparelho sem que os eletrodos estejam no paciente. Orientar o mesmo a fazer o mínimo de movimento possível e não sair enquanto o aparelho estiver ligado.

DICAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

a) Seu equipamento precisa ser limpo e higienizado diariamente. Use somente um pano macio e seco. Remova o excesso de gel e outras impurezas.

b) Eletrodos e esponjas dos eletroestimuladores (Correntes), devem ser bem lavados com água corrente. Após a utilização retire todo excesso de gel.

c) Cabeçotes de ultrassom devem ser limpos com pano umedecido em água. Nunca deixe resíduos de gel ao redor do cabeçote, isso pode danificar o Cristal do seu equipamento, além de deixá-lo com aspecto anti-higiênico. Não deixe o aparelho ligado sem que o cabeçote esteja acoplado ao paciente, isso provocará super aquecimento, podendo danificar o cristal.

d) Programe-se para enviar seus equipamentos para revisão no período de menor demanda em seu consultório. Ligue para a Assistência Fisio Fernandes e agende a sua manutenção!

e) A nossa Assistência Técnica te orientará sobre as situações de exceção. Fale conosco, temos uma equipe pronta para cuidar com todo carinho de seus equipamentos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA FISIO FERNANDES



Há mais de 28 anos no mercado nos orgulhamos em ser a Assistência Técnica Autorizada/Oficial das mais renomadas marcas de equipamentos de ESTÉTICA E FISIOTERAPIA no mercado brasileiro, tais como IBRAMED, KLD, CARCI, ECCO FIBRAS, BIOSET, QUARK, entre outros.

MANUTENÇÃO TOTAL

- Ondas Curtas
- Ultrassom
- Correntes Russa
- TENS E FES
- Inteferencial
- Peelings
- Endermologia
- Alta Frequência
- Vapor de Ozônio e muito mais.



AUMENTE A SEGURANÇA E A VIDA ÚTIL DOS SEUS APARELHOS

A ANVISA
(Agência Nacional
Vigilância Sanitária)
é o órgão do
Ministério da Saúde
que regulamenta os
projetos, fabricação
e a manutenção
preventiva de
equipamentos
eletromédicos.



DICAS DE MARKETING

Normalmente seus clientes voltam mais de uma vez em seu consultório e prestam atenção em tudo, inclusive na aparência de seus aparelhos. Siga essas dicas simples, faz parte do seu Marketing Pessoal.

Essas e outras dicas você pode encontrar em nosso blog.

www.blogdofernandes.com.br

NÓS PODEMOS AJUDAR! CONTE COM NOSSA EQUIPE.

Katia Regina
Assistência Técnica
assistencia@fisiofernandes.com.br
(19) 3307-1070

Priscila Cardoso
Consultora Técnica
Fisioterapeuta CREFITO - 3 / 125872 - F
priscilla@fisiofernandes.com.br

Antônio Carlos Fernandes
Departamento de Marketing
marketing@fisiofernandes.com.br

Teleendas:
(19) 3254-5604 | 0800-770-0440

  www.assistenciafernandes.com.br



CAVUSA

COMO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE SEUS APARELHOS DE ELETROTERRAPIA



VERSÃO
2.0